

Plantilla desechable para muestreo de carcasas de ganado vacuno y porcino 3M™

USDA 100 cm²
Cat. USDA100

Insertar Aquí imagen en formato **cuadrado** de PRODUCTO ó APLICACIÓN respetando el borde **ROJO**.

Ficha Técnica

Descripción

El producto consiste en una plantilla desechable plástica de área de 100 cm² (10cm de ancho x 10cm de largo), lista para uso y envuelta individualmente en film plástico pre-picado para facilitar su uso y manipulación.

Aplicaciones

La plantilla desechable para muestreo 3M™, aplica para:

- la toma de muestras en carcasas de ganado vacuno y porcino.
- Industria de Alimentos y bebidas: bebidas y agua embotellada, productos lácteos, Servicios de Alimentación y Catering, Frutas y Hortalizas, Carne, Alimentos para mascotas y alimento para animales, aves de corral y huevos, alimentos preparados y procesados, Mariscos, Análisis de aguas.

Fácil de usar

La plantilla desechable para muestreo 3M™, es fácil de usar:

- 1.- Romper el sello superior de la bolsa y colocar sobre la superficie a muestrear.
- 2.- Muestrear con implemento (tórula, esponja).
- 3.- Descartar la plantilla.

Beneficios

- Plantilla desechable de 100 cm cuadrados (10 x 10 cm zona de ensayo), lista para usar.
- Formulado para ser utilizado en los ensayos de USDA en aves.
- Cumple con los requisitos de la Ley de Reducción de Patógenos de Estados Unidos.

Presentación

Las plantillas para muestreo USDA de 100cm² 3M™, vienen en la presentación siguiente:

Código corto	Descripción del producto	Unid/caja
USDA100	3M™ plantilla desechable plástica de área de 100 cm ²	100unidades/caja